

mediseptik

ANTI-BACTERIAL SHAMPOO CAP

Mediseptik Antibacterial Shampoo Cap is designed to clean hair and head area of patients with special needs such as bedridden patients, patients with limited mobility, intensive care patients.

The use is in a ready-made form and does not require rinsing and drying. With the antibacterial ect, it eliminates the risk of infection caused by environmental bacteria.

It provides an extremely gentle experience with the special fabrics used. It removes the dead cells from the inside of your head with the ingredients in it and allows the skin to breathe. Provitamin B5 to nourish the hair and scalp and Vitamin E. It does not cause irritation to the skin with special latex-free rubber. Perform hair and head area care within 5 minutes.

ANTİBAKTERİYEL SAÇ YIKAMA BONESİ

Mediseptik Saç Yıkama Bonesi yatalak hastalar, hareket kabiliyeti kısıtlı hastalar, yoğun bakım hastaları gibi özel ihtiyaç sahibi hastaların saç ve baş bölgesi temizliğini yapmak için tasarlanmıştır.

Kullanıma hazır formdadır ve durulama ve kurulama gerektirmez.

Antibakteriyel etkisi ile, çevresel bakterilerin sebep olacağı enfeksiyon riskini yok eder.

Kullanılan özel kumaşlar ile son derece nazik bir deneyim sunar.

İçeriğindeki bileşenler ile kafaderisindeki ölü hücreleri uzaklaştırır ve cildin nefes almasını sağlar. Provitamin b5 ve E Vitamini ile saç ve saç derisini besler. Latex içermeyen özel lastiği ile ciltte irritasyona sebep olmaz. 5 dk içerisinde saç ve baş bölgesi bakımını gerçekleştirir.



| SPECIFICATIONS: | DESCRIPTION | | |
|----------------------|--|-----------|------------------------|
| NONWOVEN: | 120GSM (%30 VISCON +%70PE) WHITE SPUNLACE | | |
| OUTER NONWOVEN | PE Film 35GSM WHITE -WATERPROOF | | |
| SEWING: | Over-locked: 5 stitches per cm with T120 Natural Polyester | | |
| ELASTIC: | PULAST Transparent Elastic,latex free, 300 mic. X 6 mm | | |
| PACKING: | Doypack Pack , 60 PE + 12 PET | | |
| FINISHED DIMENSIONS: | Component size: 50-53 cm diameter cut size | | |
| | Finished article: | Aperture: | 13-16cm diameter |
| | | Diameter: | 26-28cm diameter |
| PACKING DETAILS | PACK/BOX/PALLET AMOUNT | WEIGHT | DIMENSIONS |
| PACK | 1 SHAMPOO CAP IN A PACK | 0,130KGS | 50 CM DIAMETER |
| BOX | 75 PACKS IN A BOX | 10,25KGS | 39 CM x 39 CM x 30 CM |
| PALLET | 36 BOXES IN A PALLET | 385 KGS | 80 CM x 120 CM x 195CM |
| DELIVERY TIME | 20FT CONTAINER /14 DAYS | | |