

Wärmende Tierunterlage

Artikel-Nr.: 2VT001

Abbildung:




Patientenseite

Unterseite

Produktdetails:

- Größe* (L x B): 110 x 60 cm
- Gewicht: 1200 g
- 2 Schlauchanschlussmöglichkeiten für das Warmluftgerät
- Die Unterlage ist für Tiere, wie große Hunde, Schweine, Schafe etc. geeignet und wird unter dem Tier platziert
- So kann er temperiert & druckentlastend gelagert werden.

Anwendungsbeispiel:



** Da die textilen Produkte während der ersten Aufbereitungszyklen einlaufen, sind hier die Maße der Nutzfläche (exklusive Schlauchanschlüsse) nach mehrmaliger Aufbereitung angegeben. Ferner wird bei den Maßangaben ein Toleranzwert von ± 2 cm zugrunde gelegt.*