



## Hunde, Katzen, Heimtiere und Exoten

Endoskopische Video-Ausrüstung, schnurlos  
– Kamerasystem mit integriertem LED-Licht –

Funk



KT



**Video Compact System 3, wireless,  
das Dental- und Otoskopssystem  
für jedes Sprechzimmer**

# Hunde, Katzen, Heimtiere und Exoten

- schnurloses Kamerasystem mit integriertem LED-Licht für jedes Sprechzimmer -

## Video-Compact-System 3, wireless


für Dental-, Ohruntersuchung und die Dermatologie



- integr. 5,8GHz Videosender
- unabhängig von Videoturm und Lichtquelle
- ohne störende Kabel
- einfach und schnell in der Anwendung und Aufbereitung
- voll einlegbar

**97-FU17BS Video-Compact-System 3, wireless, 3,5 mm, 9cm,**  
Standard-Set mit Funk für TV, Notebook oder PC  
Smartphone, integrierter Li-Akku, blau,  
Auflösung 400x400,  
Set komplett mit:  
Ladeschale/Halteplatte  
Untersuchungsschäfte für Ohr und Maulhöhle,  
Faßzange (B20-130)  
Monitor 7" mit integr. Empfänger (TXM7-58E)  
Reinigungsbürste (DE-9-25)  
Netzteil, 110-240VAC, 50/60Hz

### Video-Übertragung:



# Hunde, Katzen, Heimtiere und Exoten

- schnurloses Kamerasystem mit integriertem LED-Licht für jedes Sprechzimmer -

## Einzelteile im Set:

- 97-FUS4 Dental-/Nagerschaft** für Video-Compact-System 3, D: 9mm, L: 91mm, Luer Konus, braun
- 97-FUS5 Arbeitsschaft** für Video-Compact-System 3, zur Einführung von Biopsie- und Faßzangen
- 97-FUS2-20 Schutzschaft** für Video-Compact-System 3, Einmalartikel, Pckg. à 20St.



In der täglichen Routinepraxis bieten sich neue, bisher nicht genutzte Möglichkeiten um Ohr- und Maulhöhlen-Erkrankungen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die Zusammenarbeit mit dem Patientenbesitzer verbessert sich wesentlich.



Ladeschale (97-FU16) / Halteplatte (97-FU16-2)

## Sonderzubehör:



97-FUS6



TXL1-583  
TV Empfänger

- 97-FUS6 Untersuchungsschaft, metall** für Video-Compact-System 3, D: 6mm, L: 85mm

### Zum Anschluss an TV/Monitore:

- TXL1-583 TV-Empfänger, einfach, 5,8GHz**, p.zu TX/TD/TXB Serien, Video -Out, VHS (F-Bas), 60g, einschließlich Netzteil

### Zum Anschluss an PC/Notebooks:

- TXL1-7-NO2 Empfänger, 5,8GHz**, mit USB-Kabel für Notebooks und PCs, inkl. Wandler und Netzteil –Installation durch den Anwender– (ohne Abb.)

## Ergänzungs-Set zum schnurlosen VCS3 für die Großtierpraxis Zitze/Euter



### Ergänzungs-Set SET-Z6-EW komplett im Koffer, bestehend aus:

<b>TR-04-84S</b>	<b>Schaft mit Trokardorn</b>
<b>ZB-5-3</b>	<b>Insufflationspumpe, Batterien</b>
<b>Z-40-05</b>	<b>Zitzenmessstab und Tasthaken</b>
<b>Z-44-85</b>	<b>Spezial Zitzenklemme, 12 cm</b>
<b>Z-55</b>	<b>Zitzenmesser nach Ebner</b>
<b>Z-47-030</b>	<b>Stenosiscutter-Set (D: 3,0 + 3,3 mm)</b>
<b>DE-5-17</b>	<b>Reinigungsbürste, klein, 17 cm</b>
<b>DE2014-41</b>	<b>Instrumenten- u. Sterilisierbehälter</b>
<b>K-4530-10</b>	<b>Transportkoffer</b>



Weitere Zitzen-Sets siehe Seite 145